

## 正常兔子 IgG

货号：FW20532

### 制备过程：

1. Protein A 亲和纯化正常兔子血清，洗脱
2. 超滤浓缩
3. 透析过夜
4. SDS-PAGE 胶检验
5. Nanodrop 测定浓度，调整质量 2mg/管

保存：-20℃两年

### 使用范围：

1. 免疫动物制备抗兔 IgG 二抗。
2. 偶联纯化亲和纯化（内不含有-NH<sub>3</sub>的物质）。
3. 其它非临床用途，等。